



Empfohlenes Vorgehen bei der Entnahme von DNA

Vorbereitung	
	<p>Um eine Verunreinigung der Probe zu vermeiden, muss bei der DNA-Entnahme besondere Ausrüstung genutzt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • zwingend erforderlich: <ol style="list-style-type: none"> 1. Einweghandschuhe 2. steriler Wischtest • von Vorteil: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mundschutz 2. Pinzette
Entnahme der DNA-Probe (VvD)	
 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vor der Probenahme Hygieneausrüstung anlegen 2. Sterilen Wischtest öffnen und so mit dem Kopf des Stäbchens über den Aufschlagpunkt streifen, dass der Stäbchenkopf deutlich verfärbt ist 3. Falls vorhanden, bitte auch Federn mit Blutspuren und/oder Gewebereste mit dem Stäbchen oder einer Pinzette abnehmen und in das Röhrchen geben 4. Stäbchen in das Röhrchen einführen und verschließen 5. Röhrchen mit Datum, Uhrzeit und Lfz.-Kennzeichen beschriften 6. Wischtest an den Wildtierbeauftragten (WCC) übergeben
Dokumentation und Versand (WCC)	
Laboranschrift	<p>→ Dokumentation an das ZFMK und den DAVVL wie auf Seite 2 beschrieben</p> <p><u>Versand an folgende Anschrift:</u> Stiftung Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK), Molekularlabor Frau Anja Bodenheim Adenauerallee 160, 53113 Bonn</p>
Ansprechpartnerin beim DAVVL e. V.	Dr. Juliane Riechert (Tel. 0421 59702747)

Empfohlenes Vorgehen bei der Dokumentation

Das ZFMK und der DAVVL benötigen für die interne Dokumentation folgende Informationen:

VS-Datum	Uhrzeit	Lfz.-Kennz.	Fundort*	Herkunft	Einsender
15.05.2018	15:25	D-NYGT	BRE	Vogelschlag	Flughafen Bremen
20.05.2018	9:43	D-PSDY	DTM	Totfund	Flughafen Dortmund

*Der Fundort kann aus Gründen des Datenschutzes auch generalisiert werden.

- Bei Vogelschlagereignissen ist auf dem DAVVL-Meldebogen im Feld „Bemerkungen“ der Hinweis „DNA-Analyse“ anzugeben.
- Proberöhrchen mit Vogel-DNA können vom Einsender direkt oder über den DAVVL beim ZFMK eingereicht werden.
- Die Ergebnisse der DNA-Analysen werden vom ZFMK an den DAVVL übersandt, der die Information an den jeweiligen Einsender weiterleitet.

Lieferant für Proberöhrchen

VWR International GmbH
 Hilpertstraße 20 a
 64295 Darmstadt

Telefon: 06151 39720
 Fax: 06151 3972450
 e-Mail: info.de@vwr.com
<https://de.vwr.com/store/>

Artikelbezeichnung: *Abstrichbestecke Aluminium/Viscose steril*
 Artikelnummer: 710-0430